

# INTEGRIDERM®

MATELAS DE REDISTRIBUTION DE PRESSION  
PAR MIP

**L'intégrité et le confort avant tout!**




**MIP**   
[www.mipinc.com](http://www.mipinc.com)

TISSU EXTENSIBLE RESPURTEX® 4 SENS




Tissu respirant qui absorbe l'humidité en assurant un microclimat sain pour la peau et qui protège aussi contre le cisaillement.

SURFACE DE SOMMEIL MAXIMISÉE



Augmente le confort pendant le sommeil lorsque le corps est centré sur le matelas ou sur le bord du matelas, ce qui entraîne un meilleur repos.

DÉCOUPES EN CROIX



Découpe par zone qui maximise la redistribution de pression et le confort des bénéficiaires de soins.

HOUSSE ANTI-FEU STANDARD



La sécurité vient en premier. La mousse est enveloppée d'une housse anti-feu contre les flammes.

PENTE POUR PRESSION IDÉALE AUX TALONS



Pente graduelle descendante qui allège la charge sur les talons pour éviter les lésions cutanées.

# L'historique d'Integriderm

INTÉGRITÉ DES PRODUITS - INTÉGRITÉ DE LA PEAU - INTÉGRITÉ DES SOINS



## BÉNÉFICIAIRES DE SOINS

- Un plus grand confort pour un meilleur repos
- Offre un environnement propice à de bons soins de la peau



## EMPLOYÉS

- Favorise la sécurité des employés avec une conception innovatrice (Poignées hors de vue, tissu antidérapant)
- Entretien minimal requis
- Les patients sont confortables avec un environnement adéquat pour la peau permettant aux employées de maximiser leurs efforts



## BUDGET & ADMINISTRATION

- Qualité abordable
- Offre la paix d'esprit (élimine les coûts de remplacement avec une garantie de 7 ans)

MIP Inc. se consacre à offrir une ligne de matelas économiques de haute qualité pour remplir les exigences des bénéficiaires de soins à court et à long termes. Notre formule Integriderm réduit la fréquence de plaies de pression en offrant une meilleure qualité de repos par sa conception exceptionnelle.


## Plaies de pression – Toute l'histoire

### QU'EST-CE QUE C'EST?

Les plaies de pression sont causées par une pression constante et sans relâche étendue coupant la circulation ou la mobilité du sang jusqu'à la peau. Elles peuvent causer la décoloration, la perte de sensation, des cicatrices, une rupture de peau partielle ou complète, ainsi que des dommages aux tissus mous.

### COMMENT SE PRODUISENT-ELLES?

Elles sont causées par la pression ou un mélange de pression, friction et cisaillement.




### QUI EST À RISQUE?



### COMMENT PRÉVENIR LES PLAIES?

Les plaies de pression sont plus faciles à prévenir qu'à guérir :

- En utilisant des dispositifs qui redistribuent la pression dans les zones critiques
- Vérifier la peau quotidiennement pour la décoloration
- Dans la plupart des cas, on doit s'assurer d'élever la tête à moins de 30 degrés et pour de courtes périodes de temps si possible



# Comparative des caractéristiques du matelas Integriderm

	MIP9000V/BR	MIP9080	MIP6080	MIP8080
 MOUSSE DE SURFACE AVEC DÉCOUPES EN CROIX ET GEL VISCO ELASTIQUE	+			
 COUCHES DE MOUSSE	4	3	2	3
 TISSU EXTENSIBLE RESPURTEX® 4 SENS	+	+	+	+
 SURFACE DE SOMMEIL MAXIMISÉE	+	+	+	+
 DÉCOUPES EN CROIX	+	+	+	+
 HOUSSE ANTI-FEU STANDARD	+	+	+	+
 PENTE POUR PRESSION IDÉALE AUX TALONS	+	+	+	+
 HOUSSE COMPLÈTEMENT FERMÉE	+	+	+	+
 BASE ANTIDÉRAPANTE	+	+	+	+
 SUPPORTS LATÉRAUX RENFORCÉS	+	+	+	+
 FILTRE ANTIBACTÉRIEN TECHNOSTAT	+	+	+	+
 POIGNÉES À L'ÉPREUVE DE L'HUMIDITÉ	+	+		+
 GARANTIE	7	7	5	5



## Integriderm : UNE PARTIE INTÉGRALE DU LIT RÉVOLUTIONNAIRE DE MIP

Un lit bien fait rehausse la fonction de redistribution de pression du matelas.

Le concept de Lit Révolutionnaire conçu pour le bénéficiaire et l'employé en soins de santé. Faites les premiers pas avec un matelas Integriderm et apprenez-en plus dès aujourd'hui.

**L'intégrité et le confort avant tout!**



 APPELEZ-NOUS  
1 (800) 361-4964

 ENVOYEZ-NOUS UN COURRIEL  
info@mipinc.com

 VISITEZ NOTRE SITE WEB  
mipinc.com

### LE LIT RÉVOLUTIONNAIRE

