


# INTEGRIDERM®

MATELAS DE REDISTRIBUTION DE PRESSION  
PAR MIP



## GAMME DE PRODUITS

MIP9000V/BR

MIP9080

MIP6080

MIP8080

MIP/BAR/3980

MIP/PH/80

MISP/352675

POINTS ESSENTIELS

Recommandé pour les bénéficiaires de soins qui nécessitent un confort ultra-coussiné qui soutient toutes les parties du corps. Sa couche additionnelle permet une meilleure redistribution dans le traitement des plaies de pression de phase I et II. Le surmatelas en mousse viscoélastique contribue à la qualité de vie des bénéficiaires de soins.

DIMENSIONS

35 po x 80 po x 7 po  
Disponibles dans les longueurs standards 78 po, 80 po, ou 84 po et sur mesure

POIDS MAXIMAL


375 lb

GARANTIE COMPLÈTE

7 ans



CARTOGRAPHIE DE PRESSION



Mousse viscoélastique avec découpes en croix

- Augmente le confort du patient
- Minimise la friction à l'entrée et à la sortie du lit



Une surface de sommeil maximisée

- Surmatelas couvre la largeur du matelas pour une plus grande surface de sommeil
- Rends les bords du matelas plus confortable lors du sommeil



Couche de soutien avec découpes en croix

- Facilite la ventilation et dissipe la chaleur



Mousses de matelas de grande qualité à pleine grandeur

- Ajoute du support
- Prolonge la vie du matelas



Poignées soudées résistantes à l'humidité

- Conception « hors de vue » favorise la sécurité des employées
- Réduit les risques d'infiltration bactérienne



Bordures latérales jusqu'à la partie supérieure de la 3<sup>e</sup> couche

- Ajoute du support sur les bords du matelas
- Ajoute de la stabilité sur le périmètre du matelas



Bordures latérales avec points de flexions

- Position stratégique pour une meilleure adaptabilité lorsqu'on surélève la tête ou pied
- Réduit les risques de séparation avec les mousses centrales



Housse anti-feu

- L'ajout d'une housse anti-feu au matelas en mousse est conforme aux exigences les plus strictes, i.e. CAL129



Filtre antibactérien Technostat

- Facilite la ventilation du matelas en réduisant la possibilité de contamination



Garantie complète 7 ans

- Excellente durabilité pour un maximum d'économie
- 7 ans de garantie pour la housse de matelas et les mousses



# MIP9080

## POINTS ESSENTIELS

Recommandé pour la prévention et le traitement des plaies de pression de phase I et II. Ce style est conçu pour offrir un confort et un soutien optimal tout en prévenant l’effet hamac et de cisaillement.

### DIMENSIONS


35 po x 80 po x 6 po  
Disponibles dans les longueurs standards 78 po, 80 po, ou 84 po et sur mesure

### POIDS MAXIMAL


375 lb

### GARANTIE

7 ans



CARTOGRAPHIE DE PRESSION



+++ Couche de soutien avec découpes en croix

Une surface de sommeil maximisée

Mousse de matelas de grande qualité

Bordures latérales renforcées jusqu’à la 2<sup>e</sup> couche

Bordures latérales avec points de flexions

Housse anti-feu

Poignées soudées résistantes à l’humidité

Filtre antibactérien Technostat

Garantie complète 7 ans

# MIP6080

## POINTS ESSENTIELS

Un modèle conçu avec l’objectif premier de prévenir les plaies de pression avec une redistribution de pression de base qui offre un environnement sain pour la peau et pour le corps.

### DIMENSIONS


35 po x 80 po x 5,5 po  
Disponibles dans les longueurs standards 78 po, 80 po, ou 84 po et sur mesure

### POIDS MAXIMAL


375 lb

### GARANTIE

5 ans



CARTOGRAPHIE DE PRESSION



+++ Couche de soutien avec découpes en croix

Une surface de sommeil maximisée

Couche de soutien en mousse ferme

Bordures latérales soutenues jusqu’à la partie supérieure de la 1<sup>re</sup> couche

Housse anti-feu

Filtre antibactérien Technostat

Garantie complète de 5 ans

*\*Veuillez prendre note : Ce matelas n’inclut pas les poignées situées sous la housse.*

# MIP8080

## Matelas avec périmètre surélevé

## POINTS ESSENTIELS

Un matelas de soins de santé équipé d’un système de retenue passif de haute qualité. Il a trois couches et offre une mesure de sécurité importante. Sa conception à rail unique permet de placer le corps du bénéficiaire de soins dans une position neutre.

### DIMENSIONS


35 po x 80 po x 6 po  
Disponibles dans les formats standards 78 po, 80 po, ou 84 po et sur mesure

### POIDS MAXIMAL


375 lb

### GARANTIE

5 ans



CARTOGRAPHIE DE PRESSION



+++ Couche de soutien avec découpes en croix

Sans système de restrictions

Bordures latérales surélevées maintiennent les bénéficiaires de soins au centre du matelas

Le bénéficiaire de soins peut voir au-dessus des bordures latérales et ne se sent pas en boîte

Housse anti-feu

Poignées soudées résistantes à l’humidité

Filtre antibactérien Technostat

Garantie complète de 5 ans

MIP9080

MIP6080

MIP8080

MIP/BAR/3980

MIP/PH/80

MISP/352675

## MIP/BAR/3980 Matelas bariatrique

### POINTS ESSENTIELS


Un matelas de redistribution de pression qui assure un environnement sain pour le corps et la peau des patients en surpoids.

#### DIMENSIONS

Disponibles dans les longueurs standards 78 po, 80 po, ou 84 po. Largeurs et longueurs sur mesure disponibles (ex. 80 po x 46 po ou 80 po x 50 po).

#### GARANTIE

1 an



+++  
+++  
+++ Couche supérieure munie de découpes en croix qui facilite la redistribution de pression et le confort du bénéficiaire de soins dans les zones critiques

3 3 couches de mousse avec une densité appropriée pour offrir un excellent confort et soutien

500 Poids maximal : 500 lb

Housse anti-feu

Poignées soudées résistantes à l'humidité

Filtre antibactérien Technostat

## MIP/PH/80 Matelas de sécurité

### POINTS ESSENTIELS


Matelas conçu spécialement pour les patients agités et turbulents.

#### DIMENSIONS

35 po x 80 po x 6 po  
Disponibles dans les longueurs standards 78 po, 80 po, ou 84 po et sur mesure

#### GARANTIE

1 an



+++  
+++  
+++ Couche de soutien avec découpes en croix

Aucune pièce détachable

Matériel de surface muni d'une durabilité supérieure et de propriétés anti-déchirement

Coutures situées « hors de vue » sous le matelas

Housse anti-feu

## MISP/352675 Matelas civière

### POINTS ESSENTIELS


Matelas de redistribution de pression et confort supérieur avec un matériel de surface idéal pour soutenir toutes les parties du corps.

#### DIMENSIONS

Disponibles dans les formats suivants 26 po x 75 po x 3 po ou 4 po de profondeur et sur mesure

#### GARANTIE

2 ans



+++  
+++  
+++ Couche de soutien avec découpes en croix

Aucune pièce détachable

Extérieur imperméable à l'humidité

Ruban de Velcro male cousu au centre du dessous du matelas avec 3 rubans Velcro femelle fournis séparément pour sécuriser la base de la civière

Housse anti-feu

MIP/BAR/3980

MIP/PH/80

MISP/352675



# INTEGRIDERM®

**Contactez nos représentants  
d'expérience dès aujourd'hui**



**APPELEZ-NOUS**  
**1 (800) 361-4964**



**ENVOYEZ-NOUS UN COURRIEL**  
**info@mipinc.com**



**VISITEZ NOTRE SITE WEB**  
**mipinc.com**

**L'intégrité et le confort avant tout!**

