

# Les éléments essentiels

- Notre jaquette d'isolement de micro-fibres est assemblée avec un minimum de coutures pour minimiser les points d'entrée des liquides et pour augmenter la durabilité de la jaquette
- Les fils de carbone réduisent l'accumulation d'électricité statique
- Le tissu qui respire procure fraîcheur, confort, durabilité ainsi qu'un temps de séchage réduit
- Le style réversible rend la jaquette plus pratique et réduit le temps d'entretien en buanderie
- Les propriétés anti-taches réduisent les coûts de relavage
- Les poignets extensibles à séchage rapide sont confortables et protègent efficacement
- Nouveau modèle "Wrap-Around" amélioré pour une protection supérieure



Nouveau modèle "Wrap-Around"



JAQUETTE D'ISOLEMENT DE MICRO-FIBRES

# SPÉCIFICATIONS

<b>MODÈLE #</b> EHX4200/WA	<b>CIRCONFÉRENCE</b> 63"	<b>MANCHE</b> 23"	<b>POIDS</b> 280 gr.
-------------------------------	-----------------------------	----------------------	-------------------------



*Vous pouvez maintenant commander  
en ligne à votre convenance!*

***store.mipinc.info***

**DES SOLUTIONS TEXTILES POUR VOS BESOINS QUOTIDIENS**