

# Les éléments essentiels

- Notre jaquette d'isolement de micro-fibres est assemblée avec un minimum de coutures pour minimiser les points d'entrée des liquides et pour augmenter la durabilité de la jaquette
- Les fils de carbone réduisent l'accumulation d'électricité statique
- Le tissu qui respire procure fraîcheur, confort, durabilité ainsi qu'un temps de séchage réduit
- Le style réversible rend la jaquette plus pratique et réduit le temps d'entretien en buanderie
- Les propriétés anti-taches réduisent les coûts de relavage
- Les poignets extensibles à séchage rapide sont confortables et protègent efficacement



**JAQUETTE D'ISOLEMENT DE MICRO-FIBRES**

# SPÉCIFICATIONS

**MODÈLE #**  
EHX4200

**CIRCONFÉRENCE**  
63"

**MANCHE**  
23"

**POIDS**  
280 gr.



*Vous pouvez maintenant commander  
en ligne à votre convenance!*

***store.mipinc.info***

**DES SOLUTIONS TEXTILES POUR VOS BESOINS QUOTIDIENS**