

INTEGRIDERM



SPÉCIFICATIONS

MODÈLE #
MIP6080

DIMENSIONS
35" x 80" x 5.5"

GARANTIE
5 Years

Tous les matelas sont disponibles dans les formats standard 78", 80" ou 84".



**MATELAS DE REDISTRIBUTION
DE PRESSION**

| CARACTÉRISTIQUES | AVANTAGES |
|---|---|
| Couche de soutien avec découpe croisée | <ul style="list-style-type: none"> - Facilite la circulation d'air - Dissipe la chaleur - Minimise la friction à l'entrée et à la sortie du lit - Design de découpe croisée - Unique à MIP |
| Surmatelas pleine grandeur | <ul style="list-style-type: none"> - Le surmatelas pleine largeur offre une plus grande surface de sommeil - Réduit l'inconfort aux bords du matelas lors du sommeil |
| Épaisseur de mousse ferme à la base | <ul style="list-style-type: none"> - Ajoute du soutien - Prolonge la vie du matelas |
| Rails de soutien jusqu'au haut de la couche de base | <ul style="list-style-type: none"> - Plus de soutien aux bords du matelas - Réduit les risques de piégeage - Ajoute de la stabilité au périmètre du matelas |
| Rails latéraux avec points de flexion | <ul style="list-style-type: none"> - Permet de soulever la tête ou pieds plus facilement - La mousse sur les rails latéraux a moins d'usure (résistance au plissage) - Diminue le risque de séparation avec le noyau central |
| Housse anti-feu | <ul style="list-style-type: none"> - L'ajout d'une housse anti-feu au matelas sera conforme aux exigences les plus strictes ex. TB603, CAL129, BFD IX-11 |
| Garantie de 5 ans | <ul style="list-style-type: none"> - Excellente durabilité pour un maximum de d'économie - 5 ans de garantie pour la housse et la mousse du matelas <p>*Veuillez noter que ce matelas n'a pas de poignées sous le matelas</p> |

DES SOLUTIONS TEXTILES POUR VOS BESOINS QUOTIDIENS