

INTEGRIDERM



SPÉCIFICATIONS

MODÈLE #
MIP9000/VBR

DIMENSIONS
35" x 80" x 7"

GARANTIE
7 Years

Tous les matelas sont disponibles dans les formats standard 78", 80" ou 84".



**MATELAS DE REDISTRIBUTION
DE PRESSION**

CARACTÉRISTIQUES	AVANTAGES
Surmatelas en mousse viscoélastique avec découpe croisée	<ul style="list-style-type: none"> - Augmente le confort du patient - Facilite la ventilation - Dissipe la chaleur - Minimise la friction à l'entrée et à la sortie du lit - Design de découpe croisée - Unique à MIP
Surmatelas pleine grandeur	<ul style="list-style-type: none"> - Surmatelas couvre la grandeur du matelas pour une plus grande surface de sommeil - Rends les bords du matelas plus confortables lors du sommeil
Couche de soutien avec découpe croisée	<ul style="list-style-type: none"> - Facilite davantage la ventilation
Mousse de matelas de grade élevé à pleine grandeur	<ul style="list-style-type: none"> - Ajoute du soutien - Prolonge la vie du matelas
Rails soutenu jusqu'à la partie supérieure de la 3 ^{ème} couche	<ul style="list-style-type: none"> - Ajoute du soutien sur les bords du matelas - Réduit les risques de piégeage - Ajoute de la stabilité sur le périmètre du matelas
Rails latéraux avec points de flexions	<ul style="list-style-type: none"> - Permet de surélever le lit plus facilement - La mousse sur les rails latéraux reste intacte (résistance au plissage) - Diminue le risque de séparation avec le noyau central
Housse anti-feu	<ul style="list-style-type: none"> - L'ajout d'une housse anti-feu au matelas en mousse sera conforme aux exigences les plus strictes, ex. TB603, CAL129, BFD IX-11
Garantie complète 7 ans	<ul style="list-style-type: none"> - Excellente durabilité pour un maximum d'économie - 7 ans de garantie pour la housse de matelas et le matelas

DES SOLUTIONS TEXTILES POUR VOS BESOINS QUOTIDIENS